



## Il Tuo Primo Passo Verso La Trasformazione In Ninfa

Il percorso per diventare **bella come una dea** inizia qui, con **CLIZIA RF**, il rivoluzionario sistema per trattamenti radiofrequenza multipolari viso e corpo. Una volta preparata la pelle e scelto il cosmetico da abbinare al trattamento, basta poco per iniziare la più dolce e calda esperienza di bellezza, personalizzando il trattamento in base ai bisogni del cliente. Tutto può essere regolato: programma, manipolo, durata e intensità a seconda della zona da trattare e della sensibilità cutanea. Protocolli personalizzati. Alta tecnologia (RF Multipolare) e potenza controllata rendono Clizia sicura e performante dalle prime sedute: viso e corpo si mostrano subito più tonici, compatti e luminosi. Tutto nel massimo comfort. Clizia RF non è solo brava, è anche bella: design accattivante e forme morbide rendono l'apparecchiatura sensuale come Clizia, la ninfa d'incomparabile bellezza trasformata in girasole in nome del suo amore, Apollo, il dio del Sole. E grazie alle elevate prestazioni di Clizia anche la tua cliente si trasformerà, rifiorendo in tutta la sua bellezza.

### Come Funziona

Clizia offre trattamenti rassodanti viso e corpo grazie al sistema **radiofrequenza a 0,5 MHz e 1 MHz**, basato sulla stimolazione profonda dei tessuti. La dolce azione termica della RF (radiofrequenza) denatura le fibre di collagene determinando un effetto liftante e stimola la produzione di nuovo collagene attraverso i naturali meccanismi riparativi della pelle.

#### Specifiche Tecniche

Energia elettrica 100-230 Vac 50/60 Hz. Consumo Max 50W  
Potenza d'emissione Max: 25W  
Frequenza: 0,5MHz (corpo); 1MHz (viso)  
Fusibili: 2 x T2A (5 x 20 mm).  
Misure: 180 x 380 x 380 mm Peso: 5 kg  
Applicatori: manipoli tripolare ed esapolare

### Perché la Radiofrequenza Multipolare

La radiofrequenza monopolare va in profondità, ma richiede potenze molto alte e i risultati sono più lenti. La radiofrequenza bipolare è superficiale, penetra nella cute per una profondità massima pari a metà della distanza tra gli elettrodi, è a rischio scottature e richiede potenze medio alte. **La RF tripolare o multipolare** si basa sul fatto che tre o più elettrodi dirigono l'energia verso il centro tra i tre poli: questo **permette di focalizzare il raggio di azione in un punto agendo in profondità con potenze basse** (massimo 25-30 Watt) per tempi anche lunghi. Il trattamento tripolare ed esapolare è **gradevole come un caldo massaggio** e permette di lavorare su **rughe, lassità cutanea, adiposità distrettuali e cellulite**.

### Ergonomia ed efficacia

**Manipolo Tonificante Viso Tripolare** disegnato per il trattamento delle rughe e delle lassità cutanee del viso e del collo, dalle tempie alle guance, dalla fronte al mento al collo.

**Manipolo Rimodellante Corpo Esapolare** studiato per il trattamento di addome, glutei e cosce. Per rassodare, contrastare la cellulite, combattere la lassità cutanea, rimodellare e ridurre il giro circonferenza.



Powered by oxygen since 1990

Via B. Buozzi 8, 20060 Liscate (MI), Italy  
Tel 02 95350123/4 Fax 02 95350099  
[www.oxygensystem.net](http://www.oxygensystem.net) [www.o2bar.net](http://www.o2bar.net)  
[exar@o2bar.net](mailto:exar@o2bar.net)